

Compact Control HPL es un dispositivo de uso doméstico que emplea tecnología de luz para la reducción permanente del vello. Se trata de un aparato eléctrico potente que debe utilizarse prestando especial atención a la seguridad. Antes de empezar a usarlo, lea todas las advertencias, contraindicaciones e información de seguridad y sígalas al pie de la letra. Le recomendamos que se vuelva a familiarizar con las instrucciones antes de cada tratamiento.

FINALIDAD PREVISTA

Compact Control HPL de Remington está pensado para reducir el vello no deseado, reduciéndolo a largo plazo o de forma permanente. La reducción permanente del vello se entiende como una reducción estable a largo plazo de la cantidad de vello que vuelve a crecer después de un régimen de tratamiento. Compact Control HPL de Remington puede utilizarse para reducir el vello corporal no deseado en zonas como axilas, ingles, brazos, piernas, rostro (solo vello facial femenino), espalda, hombros y pecho.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Las personas menores de 18 años o con alguna discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos solo podrán utilizar este aparato si han recibido las instrucciones apropiadas, son supervisados y comprenden los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Las personas menores de 18 años no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento del aparato.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No use el producto con un cable dañado. Puede obtenerse un recambio a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica internacional.
- ⊘ El cuerpo de este aparato no es lavable ni resistente al agua. No sumerja el aparato en líquidos, ni lo utilice cerca del agua en la bañera, el lavabo u otro recipiente; y no lo utilice al aire libre.
- Este dispositivo emite radiación óptica potencialmente perjudicial. No mire directamente a la fuente de luz para evitar daños en los ojos.
- Utilice este aparato únicamente para su finalidad prevista según lo indicado en este manual.

- No use el aparato si está dañado o funciona mal.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
- Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- No utilice accesorios no suministrados por Remington.
- No retuerza ni enrolle el cable, tampoco alrededor del aparato.
- No enchufe ni desenchufe el aparato con las manos húmedas.
- Este aparato no es para uso comercial ni para peluquerías.

UTILIZACIÓN SEGURA DEL DISPOSITIVO

El dispositivo utiliza la tecnología de luz pulsada para uso doméstico (Home Pulsed Light, o HPL, su sigla en inglés), que ofrece mayor seguridad a niveles más bajos de potencia. La tecnología HPL permite reducir el vello a largo plazo con una fracción de la potencia que emplean otros dispositivos de reducción del vello mediante luz pulsada. La tecnología HPL reduce el riesgo de daños o complicaciones y, en términos generales, hace que la utilización del dispositivo sea segura. El dispositivo integra elementos adicionales para proteger los ojos y la piel.

- Ojos: la pantalla de disparo solo emite disparos cuando está completamente en contacto con la piel. Aun así, se recomienda no mirar la ventana de tratamiento pantalla de disparo mientras esté usando el aparato para evitar daños en los ojos.
- Piel: la piel nunca está en contacto directo con la lente óptica a través de la que se emiten los disparos.

ANTES DE COMENZAR A USAR COMPACT CONTROL HPL

Lea todas las advertencias y la información de seguridad. Antes de empezar, compruebe que el aparato es adecuado para usted.

Consulte la tabla de tipos de piel y de vello, que encontrará al comienzo de este manual, y el sensor de la piel integrado para determinar si este aparato es adecuado para usted (fig. 1).

ADVERTENCIA: Compact Control HPL no se puede usar en pieles muy oscuras o negras. No actúa sobre el vello gris o de color claro y es menos efectivo sobre el vello rubio y pelirrojo. Uso facial: adecuado solo para el vello facial femenino de mejillas, patillas, barbilla, cuello y labio superior (fig. 2).

NO utilice el aparato en ojos, cejas o pestañas. Su uso en dichas zonas podría provocar daños oculares graves y permanentes.

TONO DE PIEL

- No lo utilice en piel naturalmente oscura, puesto que puede causar quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel.

EXPOSICIÓN AL SOL

- El nivel de potencia más bajo (1) permite un uso seguro incluso después de la exposición al sol.
- Si emplea los niveles de energía 2-5, evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas y las 2 semanas posteriores al tratamiento. Un aumento de las cantidades de melanina supone un mayor riesgo para la piel cuando se elimina el vello con tecnología de luz. Esto se aplica a todos los tipos de piel, incluso las que en apariencia no se broncean con rapidez.

- Para proteger de la luz solar la piel que acaba de recibir un tratamiento, aplique generosamente protector solar con factor SPF 30 o superior durante las dos semanas siguientes a cada sesión de reducción del vello.

ZONAS QUE NO SE DEBEN TRATAR:

- No utilice el aparato en el cuero cabelludo ni en las orejas
- No utilice el aparato en el rostro ni en el cuello (en hombres).
- No utilice el aparato por encima de las mejillas (en mujeres).
- No utilice el aparato en los pezones, la areola ni en los genitales.
- No utilice el aparato si tiene tatuajes o maquillaje permanente en la zona que quiera tratar.
- No utilice el aparato en puntos de color marrón oscuro o negro, como lunares, marcas de nacimiento o pecas.
- No utilice el aparato en zonas de la piel sometidas recientemente a cirugía, tratamiento superficial de láser o a exfoliación profunda, que tengan cicatrices o que hayan sido quemadas o escaldadas.

CUÁNDO NO USAR Y CUÁNDO EVITAR EL USO

- NO utilice el aparato si la piel de la zona que va a tratar está bronceada. Al estar la piel demasiado morena, el tratamiento en estas zonas puede causar inflamaciones o ampollas temporalmente o cambios en la pigmentación de la piel. No comience el tratamiento hasta que el bronceado haya desaparecido.
- NO utilice el aparato en zonas en las que haya aplicado cosméticos. El tratamiento en estas zonas puede causar inflamaciones o ampollas temporalmente o cambios en la pigmentación de la piel. Asegúrese de que la zona que va a tratar está completamente limpia antes de aplicar el aparato sobre ella.
- NO aplique disparos en el mismo punto de tratamiento varias veces durante la misma sesión; podría causar inflamaciones o ampollas temporales o provocar cambios en la pigmentación de la piel.
- NO trate ninguna zona más de una vez cada dos semanas: en vez de acelerar los resultados, podría aumentar la probabilidad de sufrir inflamaciones, ampollas o cambios en la pigmentación de la piel.
- NO utilice el aparato si la piel presenta daños, como heridas abiertas, herpes, quemaduras solares, ni en zonas sometidas a exfoliación o a tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo en las últimas 6-8 semanas.
- NO utilice el aparato si la piel presenta irritaciones, como sarpullidos o hinchazones, que pueden hacerla más sensible. Espere a que la zona afectada se cure antes de usar el aparato.
- No utilice el aparato si su piel es sensible a la luz. Para saber si puede utilizar el dispositivo, haga una prueba en una zona reducida y espere 24 horas para comprobar si se producen reacciones adversas antes de tratar zonas más amplias.
- NO utilice el aparato si está o pudiese estar embarazada ni si está en periodo de lactancia. El aparato no se ha probado en mujeres embarazadas. Durante el embarazo y el periodo de lactancia se producen habitualmente cambios hormonales que pueden aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de lesiones cutáneas.
- NO dirija los disparos a ningún otro material que no sea la piel.

- NO utilice el aparato para otros fines que no sean la reducción del vello.
- NO utilice el aparato en zonas en las que en el futuro quizás quiera que el vello vuelva a crecer. Los resultados del tratamiento pueden ser permanentes e irreversibles.
- NO utilice el aparato en el rostro si tiene antecedentes de herpes labiales; el uso de HPL o de cualquier tratamiento que irrite la piel puede causar la reaparición de herpes labiales.
- Espere un mínimo de 6 meses antes de utilizar este dispositivo si se ha sometido a tratamientos profesionales, clínicos o administrados por usted mismo de eliminación del vello mediante láser, luz pulsada intensa (IPL) o electrólisis. Espere un mínimo de 6 semanas antes de utilizar el aparato si ha depilado la zona que desea tratar con cera u otros métodos. El dispositivo utiliza el vello subcutáneo para atacar el vello de raíz, por lo que no es efectivo si este ya ha sido extraído.
- No utilice el aparato por encima ni cerca de productos artificiales, como implantes de silicona, implantes anticonceptivos de Implanon, marcapasos, puertos de inyección subcutáneos (dispensador de insulina) o *piercings*.
- NO utilice el aparato directamente por encima ni cerca de productos sanitarios implantables activos, como marcapasos, desfibriladores o dispositivos para la administración de insulina implantables.
- Aunque en los estudios no se han observado problemas asociados con el uso de estos implantes, se recomienda seguir todas las advertencias sobre productos sanitarios implantables activos relativas al uso de dispositivos electrónicos a fin de prevenir cualquier fallo o interrupción en su funcionamiento.
- Los sistemas de comunicación inalámbrica deben mantenerse a una distancia de al menos 3,3 metros del dispositivo, ya que pueden afectar a su funcionamiento.
- No lo utilices sobre empastes, o implantes dentales ni cerca de ellos.

PARTES (FIG 3)

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Conector del adaptador | 5. Pantalla de disparo |
| 2. Pilotos indicadores del nivel de potencia (5) | 6. Sensor del tono de piel |
| 3. Botón de control | 7. Adaptador (no mostrado) |
| 4. Piloto de listo para usar | |

INTRODUCCIÓN

La eficacia de la reducción del vello depende de la persona, la parte del cuerpo, el color del vello y el modo en que se utilice el aparato. Un ciclo normal completo de crecimiento del vello puede durar entre 18 y 24 meses. Durante este periodo son necesarias múltiples sesiones de tratamiento para conseguir una reducción permanente del vello.

Un programa habitual de reducción del vello durante un ciclo completo de crecimiento consiste en:

- Tratamientos 1-6: aplicación cada dos semanas.
- Tratamientos 7-8: aplicación cada cuatro semanas.
- Tratamientos 9+: aplicación según sea necesario hasta obtener los resultados deseados.

RESULTADOS ESPERADOS DEL TRATAMIENTO

La respuesta de cada usuario depende del tipo de vello y de los factores biológicos que pueden afectar a los patrones de crecimiento del vello. Algunos usuarios pueden responder al tratamiento con mayor o menor rapidez que la media.

| Tono de piel ¹ | Vello ² | Zona | Tiempo medio de tratamiento | Efectividad de la reducción del vello |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| I - V | Rubio oscuro a castaño | Parte inferior/superior de la pierna | Sesiones 10 - 12 aprox. cada 4 semanas | 60% |
| | | Brazos | | 50% |
| | | Inglés | | 60% |
| | | Axilas | | 55% |
| I - V | Castaño a negro | Parte inferior/superior de la pierna | Sesiones 8 - 10 aprox. cada 4 semanas | 70% |
| | | Brazos | | 60% |
| | | Inglés | | 70% |
| | | Axilas | | 65% |

¹Los tonos de piel se definen según la escala Fitzpatrick de tonos de piel. Consulte la tabla de tonos de piel que figura al principio de este manual (fig. 1).

²No actúa sobre vello blanco.

NIVELES DE POTENCIA

El nivel de energía determina la intensidad de la luz pulsada que se transmite a la piel. A medida que aumenta el nivel de potencia, mejoran los resultados de reducción del vello y aumenta el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

- El dispositivo tiene 5 niveles de potencia, de 1 (el más bajo) a 5 (el más alto), representados por 5 pilotos indicadores del nivel de potencia.
- Al encender el aparato, el nivel de potencia por defecto es 1. Solo se iluminará uno de los pilotos indicadores del nivel de potencia.
- Para cambiar el nivel de potencia, pulse el botón de control varias veces para aumentarlo de 1 a 5. Al llegar al nivel 5, pulse de nuevo el botón de control para reducir el nivel de potencia de 5 a 1.
- Para determinar el nivel de potencia adecuado para la zona que desea tratar, consulte el apartado «Antes del primer tratamiento».

PULSACIÓN Y DESLIZAMIENTO

La **pulsación** es la técnica más indicada para los tratamientos a niveles de potencia altos. Presione la patalla de disparo contra la piel. Proceda por filas (en sentido horizontal o vertical, como se muestra en la fig. 4), empezando en un extremo de la fila y avanzando hasta el otro extremo. La patalla de disparo deja marcas temporales de presión sobre la

superficie tratada, para que pueda ver qué zonas ha tratado. Después de cada disparo, mueva la pantalla de disparo al punto siguiente. Repita esta acción en toda la zona que recibe el tratamiento. **Evite solapamientos o dejar huecos mientras usa el aparato.**

El **deslizamiento** es la técnica más indicada para los tratamientos a niveles de potencia bajos. Presione la pantalla de disparo con firmeza contra la piel y vaya deslizándola lentamente (en sentido horizontal o vertical, como se muestra en la fig. 4), asegurándose de que nunca deja de estar en contacto con la piel. A niveles de potencia bajos, la recarga entre disparos solo requiere 1-1,5 segundos, lo que genera una secuencia ininterrumpida de disparos. **Deslice el dispositivo a una velocidad que le permita evitar solapamientos o dejar huecos.**

- **No trate la misma zona de piel más de una vez por sesión de reducción del vello.**
- **Interrumpa el tratamiento inmediatamente si siente alguna molestia.**

SENSOR DEL TONO DE PIEL

En pieles de tono más oscuro, la reducción del vello por tecnología de luz puede provocar efectos no deseados como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación). El sensor del tono de piel integrado detecta automáticamente el tono de piel, comprobándolo antes del tratamiento y varias veces durante el mismo.

Si su tono de piel es demasiado oscuro para permitir un uso seguro, el aparato no funcionará y el indicador del sensor del tono de piel parpadeará.

QUÉ OCURRE DURANTE LA UTILIZACIÓN

Para muchos usuarios, la utilización del dispositivo puede suponer su primera experiencia con un aparato que emplea tecnología de luz pulsada. Durante una sesión de tratamiento, es normal sentir:

- **Ruido:** proviene del ventilador de enfriamiento
- **Chasquidos:** se producen con la emisión de cada disparo
- **Sensación de calor y cosquilleo:** cada vez que se emite un disparo
- **Algo de enrojecimiento:** es habitual que la piel presente un ligero color rosado durante o justo después del tratamiento. Suele ser más perceptible alrededor del vello.
- **Interrumpa el tratamiento inmediatamente si ve que su piel se pone muy roja.**
- **Póngase en contacto con su médico inmediatamente si sufre alguna complicación.**

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

ANTES DEL PRIMER TRATAMIENTO

- **Quítese las joyas antes de usar el aparato.**

Determine el nivel de potencia adecuado para su piel y la zona que desea tratar. El dispositivo ofrece 5 niveles de potencia, de 1 (el más bajo) a 5 (el más alto). Por ejemplo, puede desear tratar una zona en el nivel de potencia 1 y otra zona en el nivel 4. En el apartado NIVELES DE POTENCIA encontrará más información al respecto. Para elegir el nivel adecuado, pruebe el aparato en cada zona de tratamiento por separado (consulte la tabla de tonos de piel que figura al principio de este manual).

1. Pulse el botón de control para encender el aparato. El piloto indicador del nivel de v 1 se iluminará.

2. Coloque la pantalla de disparo sobre la piel para emitir un disparo. Si no nota ninguna molestia inusual, pulse el botón de control de nuevo para aumentar el nivel de potencia. Emita otro disparo al nivel de energía 2 sobre un punto distinto.
 3. Siga realizando pruebas a medida que aumenta el nivel de potencia. Si en el plazo de una hora no detecta ningún efecto adverso, puede empezar el tratamiento completo al último nivel de potencia.
- **Emplee un nivel de potencia más bajo si siente alguna molestia.**

YA ESTÁ LISTO PARA USAR EL APARATO

1. Antes de tratar una zona, la piel debe estar afeitada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirante o desodorantes. **No se depile con cera, pinzas o hilo.**
 2. Pulse el botón de control. El aparato se encenderá, se iluminará el piloto indicador del nivel de potencia 1 y se empezará a oír el ventilador.
 3. Aproximadamente 1 segundo después de pulsar el botón de control, el piloto de listo para usar se iluminará. Esto indica que ya puede usar el aparato al nivel de potencia más bajo.
 4. Elija el nivel de potencia deseado pulsando varias veces el botón de control para aumentar el nivel hasta el deseado. Los pilotos indicadores del nivel de potencia indicarán el ajuste seleccionado (consulte el apartado NIVELES DE POTENCIA).
 5. Decida si desea tratar la zona por deslizamiento o por pulsación (consulte el apartado PULSACIÓN Y DESLIZAMIENTO).
 6. Coloque la pantalla de disparo sobre la piel. Asegúrese de que la piel está estirada de manera uniforme. Cuando la pantalla de disparo esté en contacto completo con la piel, el piloto de listo para usar parpadeará lentamente.
 7. El aparato identificará automáticamente su tono de piel y emitirá un disparo. Es posible que note una leve sensación de calor y cosquilleo en la piel y que oiga un chasquido.
- **Si está pulsando, separe el dispositivo de la piel. El dispositivo se recargará automáticamente para emitir el siguiente disparo. Tras unos segundos (en función del nivel de potencia), el piloto de listo para usar se iluminará de nuevo y parpadeará lentamente al presionar el dispositivo contra la piel.**
 - Si está pulsando, repita el proceso. Si está deslizando, simplemente continúe. Siga pulsando o deslizando hasta que haya tratado toda la zona.
 - **Interrumpa el tratamiento inmediatamente si aparecen ampollas o quemaduras en la piel.**

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Al terminar la sesión de tratamiento:

1. Apague el aparato manteniendo pulsado el botón de control. Recuerde el último nivel de potencia utilizado, ya que ese ajuste no se habrá memorizado cuando vuelva a encender el aparato.
2. Desenchufe el adaptador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es importante limpiar el aparato después de cada tratamiento.

1. Desenchufe el aparato.
 2. Limpie el aparato, incluyendo la pantalla de disparo, con un paño limpio y seco. No utilice nunca acetona ni otros líquidos abrasivos, ya que podrían estropear el aparato.
 3. Recomendamos que guarde el aparato en su caja original después de limpiarlo.
- Nunca sumerja en agua el aparato ni ninguno de sus componentes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ES

| Problema | Comprobación |
|--|--|
| El aparato no se enciende. | Compruebe que el adaptador está bien conectado al aparato y enchufado a la corriente. |
| El aparato no emite disparos cuando está en contacto con la piel. | Compruebe que el aparato está conectado y el piloto de listo para usar iluminado. Asegúrese de que la pantalla de disparo está presionada de manera firme y uniforme contra la piel y de que está desplazando el dispositivo sobre la piel. También es posible que su tono de piel sea demasiado oscuro. |
| El sensor del tono de piel y el piloto de listo para usar parpadean. | Su tono de piel es demasiado oscuro. |
| Uno o más pilotos parpadean. | El aparato se ha averiado. |
| El aparato ha dejado de funcionar y está en modo de espera. | Pulse de nuevo el botón de control para volver a encender el aparato. |

RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.